

## Instructions for use Breast milk bottles

## Gebrauchsanweisung Muttermilchflaschen


## Mode d'emploi Biberons pour lait maternel

## Istruzioni per l'uso Bottiglie per latte materno

## Gebruiksaanwijzing Moedermelkflesjes



250 ml



150 ml

### ENGLISH

**⚠ Please read all instructions before using this product. Keep these instructions for future reference.**

#### Intended use

Medela breast milk bottle is intended to feed human milk and other liquids of similar consistency. Breastfeeding should be well established before introducing bottle feeding.

#### Important safety information

##### ⚠ For your child's safety and health WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Tooth decay in young children can occur even when nonsweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the teat for long periods through the day and particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a soother.
- Always check fluid temperature before feeding.
- Inspect the feeding teat before each use and pull the feeding teat in all directions.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Always use this product with adult supervision.
- Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has disassembled.
- Never use feeding teats as a soother.
- Do not warm milk in a microwave oven as this may cause uneven heating and could scald the baby.
- Only touch the locking ring of the teat in order to avoid contamination.
- Do not expose the product to direct sunlight or heat.
- Use only Medela original accessories to ensure the proper function.
- Other food heating, cleaning, storage and use methods, different than the one recommended, have not been validated, are not applicable and may damage the product.

#### Cleaning and Disinfection

##### Important

The cleaning instructions below are general instructions. For country - specific regulations and guidelines, ask your Medela agent or visit our website ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

- Only use drinking-quality water for cleaning and disinfecting.
- Before first use, clean and disinfect all parts (see chapter A & B)
- After each use, clean all parts (see chapter A)
- Once per day, after use, clean and disinfect all parts (see chapter A & B)

**Cleaning** – To clean the surfaces of the parts by physically removing milk residues and other possible contaminants. **Disinfection** – To efficiently lower the number of germs that may be present on the surfaces of the washed parts.

##### A. Cleaning

- Disassemble the breast milk bottle into its individual parts.
- Rinse the disassembled parts with cold water (approx. 20 °C).
- Clean these parts with plenty of warm, soapy water (approx. 30 °C). Use a commercially available dish soap and clean soft brush.
- Rinse the parts with cold water for 10 to 15 seconds (approx. 20 °C).
- Dry the parts according to chapter C.

As an alternative to hand washing.

In case of coarse dirt, rinse disassembled parts with plenty of cold water.

1. Place the disassembled parts on the top rack of a dishwasher.

2. Use a commercially available dishwashing detergent.

3. Dry the parts according to chapter C.

##### B. Disinfection

- Disassemble the breast milk bottle into its individual parts.
- Place the disassembled parts in a saucepan of sufficient capacity.
- Cover the disassembled, cleaned parts with plenty of water and boil for at least 5 minutes. (Ensure the parts are not in direct contact to the bottom of the saucepan.)
- Dry the parts according to chapter C.

As an alternative to boiling, use Quick Clean™ micro-stream™ bags in the microwave in accordance with the instructions on the bags.

##### C. Drying

- Allow parts to air dry on a clean, unused dish towel or paper towel.
- Put the clean and dry parts in a clean storage bag or a clean environment. Do not store parts in an airtight container/bag if moist.

It is important that all residual moisture dries.

#### Storing and thawing breast milk

##### Storage guidelines for freshly expressed breast milk (For healthy term babies)

Room temperature	up to 4 hours is best
16 to 25 °C (60 to 77 °F)	
Refrigerator	up to 3 days is best
at 4 °C (39 °F) or lower	
Freezer	up to 6 months is best
-18 to -20 °C (0 to 4 °F)	
Breast milk thawed in the refrigerator	At room temperature: up to 2 hours In refrigerator: up to 24 h. Do not refreeze!

For more information visit [medela.com/storage](http://medela.com/storage)

- Do not store breast milk in the door of the refrigerator. Instead choose the coldest part of the refrigerator (this is at the back of the glass shelf above the vegetable compartment).
- You can freeze expressed breast milk in milk bottles or Breast Milk Storage Bags. Do not fill the bottles or bags more than 3/4 full to allow space for possible expansion.
- Label the bottles or Breast Milk Storage Bags with the date of expression.

##### ⚠ Caution

- Do not thaw frozen breast milk or do not warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water to avoid loss of vitamins, minerals and other important components and to prevent burns.
- In order to preserve the components of the breast milk, thaw the milk in the refrigerator overnight. Alternatively, you can hold the bottle or Breast Milk Storage Bags under warm water (max. 37 °C).
- Gently swirl the bottle or Breast Milk Storage Bags to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring the milk.
- Plastic bottles and component parts become brittle when frozen and may break when dropped.
- Also, bottles and component parts may become damaged if mishandled, e.g. dropped, over-tightened, or knocked over.
- Take appropriate care in handling bottles and components.

Material: Bottle, Lid, Disc, Cap: Polycarbonate

Does not contain Bisphenol-A, DEHP (Phthalate) or Latex.

Disposal: According to local regulations

Conforms to EN 14350.

### DEUTSCH

**⚠ Bitte die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zu Referenzzwecken auf.**

#### Verwendungszweck

Die Medela Muttermilchflasche ist zum Füttern von Muttermilch und anderen Flüssigkeiten mit ähnlicher Konsistenz bestimmt. Das Stillen sollte gut etabliert sein, bevor das Füttern mit der Flasche eingeführt wird.

#### Wichtige Sicherheitshinweise

##### ⚠ Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes ACHTUNG!

- Aufreißendes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- Bei jungen Kindern kann es sogar schon bei Gebrauch von nicht süßen Flüssigkeiten Karies entstehen. Dies kann durch die lange Nutzung des Teats während des Tages und insbesondere während der Nacht, wenn der Mundsaliva abnimmt, oder wenn der Teat als Soother verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Temperatur des Milchmischtranks vor dem Füttern.
- Inspectieren Sie den Teat vor jedem Gebrauch und ziehen Sie ihn in alle Richtungen.
- Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Keine Verbindung zu Kordeln, Bändern, Schnüren oder lockigen Teilen des Kleidungsstücks. Das Kind kann sich daran verstricken.
- Verwenden Sie das Produkt mit Erwachsenenwachsamkeit.
- Unfälle sind vorgekommen, wenn Babys alleine mit Trinkutensilien gespielt haben.
- Niemals als Soother verwenden.
- Unfälle sind vorgekommen, wenn Babys alleine mit Trinkutensilien gespielt haben.
- Niemals im Ofen erwärmen.
- Wenn Babys mit Artikeln für flüssige Kinderernährung unbeabsichtigt gelassen werden, können sie brennen oder verbrennen.
- Immer die Temperatur des Milchmischtranks überprüfen.
- Werfen Sie die Flasche nach dem ersten Zeichen von Beschädigung oder Mängeln sofort weg.
- Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schürzen oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an.
- Strangulationsgefahr!
- Das Produkt darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Es sind bereits Unfälle vorgekommen, wenn Babys mit Artikeln für flüssige Kinderernährung unbeabsichtigt gelassen wurden, bei denen der Baby-Gehirn oder das Produkt auseinander gefallen ist.
- Erwärmungssauger dürfen niemals als Schnüller verwendet werden.
- Erwärmen Sie die Milch nicht in der Mikrowelle, da sie möglicherweise ungleichmäßig erhitzt wird und bei ihrem Kontakt mit dem Körper Verbrennungen verursachen kann.
- Den Saugring nicht direkt unter die Sonne oder Hitze aussetzen.
- Nur den Verschluss des Saugers berühren, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkt Sonnenlicht oder Hitze aus.
- Verwenden Sie nur original Medela-Zubehör, um eine korrekte Funktion sicherzustellen.
- Andere Verfahren zum Erwärmen, Reinigen, Aufbewahren und Verwenden von Lebensmitteln, die nicht den Empfehlungen entsprechen, sind nicht anzuwenden und können das Produkt beschädigen.

#### Reinigung und Desinfektion

##### Important

Die Reinigungsanweisungen unten sind allgemeine Anweisungen. Über länder spezifische Vorschriften und Richtlinien können Sie sich bei Ihrem Medela-Händler oder auf unserer Website informieren ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

• Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser in Trinkwasserqualität.

**Cleaning** – To clean the surfaces of the parts by physically removing milk residues and other possible contaminants.

**A. Cleaning**

- Disassembly of the breast milk bottle into its individual parts.
- Rinse the disassembled parts with cold water (approx. 20 °C).
- Clean these parts with plenty of warm, soapy water (approx. 30 °C). Use a commercially available dish soap and clean soft brush.
- Rinse the parts with cold water for 10 to 15 seconds (approx. 20 °C).

As an alternative to hand washing.

In case of coarse dirt, rinse disassembled parts with plenty of cold water.

1. Place the disassembled parts on the top rack of a dishwasher.

2. Use a commercially available dishwashing detergent.

3. Dry the parts according to chapter C.

**B. Disinfection**

- Disassemble the breast milk bottle into its individual parts.
- Place the disassembled parts in a saucepan of sufficient capacity.
- Cover the disassembled, cleaned parts with plenty of water and boil for at least 5 minutes. (Ensure the parts are not in direct contact to the bottom of the saucepan.)
- Dry the parts according to chapter C.

As an alternative to boiling, use Quick Clean™ micro-stream™ bags in the microwave in accordance with the instructions on the bags.

**C. Drying**

- Allow parts to air dry on a clean, unused dish towel or paper towel.
- Put the clean and dry parts in a clean storage bag or a clean environment. Do not store parts in an airtight container/bag if moist.

It is important that all residual moisture dries.

#### Reinigung und Desinfektion

##### Important

Die Reinigungsanweisungen unten sind allgemeine Anweisungen. Über länder spezifische Vorschriften und Richtlinien können Sie sich bei Ihrem Medela-Händler oder auf unserer Website informieren ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

• Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser in Trinkwasserqualität.

• Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile (siehe Kapitel A und B).

• Nach jedem Gebrauch reinigen Sie alle Teile (siehe Kapitel A).

• Einmal täglich nach dem Gebrauch reinigen Sie alle Teile (siehe Kapitel A und B).

**A. Reinigung** – Reinigen Sie alle Teile einzeln nach dem Gebrauch.

- Reinigen Sie die Muttermilchflasche in ihrer Einzelteile.
- Spülen Sie die Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) ab.
- Reinigen Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere weiche Bürste.
- Die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) abspülen.

Als Alternative zum Handwaschen.

1. Spülen Sie die Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) ab.

2. Reinigen Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere weiche Bürste.

3. Die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) abspülen.

4. Trocknen Sie die Teile gemäß Kapitel C.

**B. Desinfektion**

- Reinigen Sie die Muttermilchflasche in ihrer Einzelteile.
- Spülen Sie die Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) ab.
- Reinigen Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere weiche Bürste.
- Die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) abspülen.

Als Alternative zum Handwaschen.

1. Reinigen Sie die Teile in einer Waschmaschine mit einem Haushaltsspülmittel.

2. Reinigen Sie die Teile mit einem Haushaltsspülmittel.

3. Reinigen Sie die Teile gemäß Kapitel C.

**C. Desinfektion**

- Reinigen Sie die Muttermilchflasche in ihrer Einzelteile.
- Spülen Sie die Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) ab.
- Reinigen Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere weiche Bürste.
- Die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) abspülen.

Als Alternative zum Handwaschen.

1. Reinigen Sie die Teile in einer Waschmaschine mit einem Haushaltsspülmittel.

2. Reinigen Sie die Teile mit einem Haushaltsspülmittel.

3. Reinigen Sie die Teile gemäß Kapitel C.

**D. Desinfektion**

- Reinigen Sie die Muttermilchflasche in ihrer Einzelteile.
- Spülen Sie die Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) ab.
- Reinigen Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere weiche Bürste.
- Die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) abspülen

## Instrucciones de uso Biberones para leche materna

## Instruções de utilização Frascos para leite materno

## Οδηγίες χρήσης Φιάλες μητρικού γάλακτος

## הוראות שימוש בקבוקים לחלב אם

## تعليمات الاستخدام زجاجات لبن امّام



Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
www.medela.com

EU Representative:  
Medela Medizintechnik  
GmbH & Co. Handels KG  
Georg-Kollmannsberger-Str. 2  
85386 Eching, Germany  
www.medela.com/support

International Sales  
Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar  
Switzerland  
Phone +41 562 51 51  
www.medela.com

## ESPAÑOL

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

### Uso previsto

El biberón para leche materna de Medela está diseñado para la alimentación con leche materna y otros líquidos de consistencia similar. La lactancia debe estar bien establecida antes de introducir la alimentación con biberón.

### Información de seguridad importante

#### Para la seguridad de su bebé ADVERTENCIA!

La succión continua o prolongada de líquidos puede causar caries.

- Los caries en niños pequeños se pueden producir incluso si consumen líquidos no azucarados. Se puede producir si se dejá que el bebé utilice la tetina durante períodos de tiempo prolongados a lo largo del día, en particular, durante la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si se utiliza como un chupete.

• Comprueba siempre la temperatura de la comida antes de dar de beber al bebé.

• Inspeccione la tetina de alimentación antes de cada uso y tire de ella en todas las direcciones.

• Desechar los primeros signos de daño o rotura.

• Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.

• Nunca amarrar cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.

• Utilizar siempre el producto bajo la supervisión de un adulto.

- Se han producido accidentes al dejar a bebés solos con artículos para la alimentación líquida debido a caídas de los bebés o al desmontaje del producto.

• Nunca usar la tetina como chupete.

• No calentar la leche en microondas, pues se calienta de modo irregular y podría quemar al bebé.

• Toca únicamente el anillo de fijación de la tetina para evitar contaminación.

• No expongas el producto a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.

• Utiliza únicamente accesorios originales de Medela para garantizar un correcto funcionamiento.

• Otros métodos de acondicionamiento, limpieza, almacenamiento y utilización de alimentos diferentes de los recomendados, no han sido validados, no se aplican y pueden dañar el producto.

• No se han validado otros métodos para calentar, limpiar, almacenar y usar alimentos distintos de los recomendados, ya que estos no son aplicables y pueden dañar el producto.

**Limpieza y desinfección**

Importante

• Las instrucciones de limpieza que se detallan a continuación son instrucciones generales. Para obtener regulaciones y directrices específicas de su país, póngase en contacto con la representante de Medela o visite nuestro sitio web ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

• Utilice sólo agua potable para la limpieza y la desinfección.

• Use apenas agua potable para limpiar y desinfectar.

• Antes de primera utilización, lave y desinfecte todas las piezas (consulte los capítulos A y B).

• Antes de cada utilización, lave todas las piezas (consulte el capítulo A).

• Una vez al día, después de su uso, lave y desinfecte todas las piezas (consulte los capítulos A y B).

**Limpieza:** Lavar las superficies de los componentes mediante la eliminación física de los residuos de leche y cualquier otra contaminación.

**Desinfección:** Reducir de forma eficaz el número de gérmenes que puedan estar presentes en las superficies de los componentes lavados.

**A. Limpieza**

• Desmonte el frasco para leche materna en sus piezas individuales.

1. Enjuague las piezas con agua fría (aprox. 20 °C).

2. Limpie estas piezas con bastante agua jabonosa caliente (a unos 30 °C). Utilice un líquido lavavajillas disponible en tiendas y un cepillo suave.

3. Enjuague las piezas con agua potable limpia y fría entre 10 y 15 segundos (a unos 20 °C).

4. Secue las piezas como se indica en el capítulo C.

Como alternativa a lavar a mano,

En caso de suciedad grave, enjuague las piezas desmontadas con abundante agua fría.

1. Colocar las piezas desmontadas en la bandeja superior del lavavajillas.

2. Utilizar un líquido lavavajillas disponible en tiendas.

3. Secue las piezas tal como se indica en el capítulo C.

**B. Desinfección**

• Desmonte el frasco para leche materna en sus piezas individuales.

1. Coloque las piezas en un cazo con capacidad suficiente.

2. Cubra las piezas desmontadas e limpíe con agua abundante y déjelas hervir durante al menos 5 minutos.

(Asegúrese de que las piezas no entren en contacto directo con el fondo del cazo.)

3. Secue las piezas tal como se indica en el capítulo C.

Como alternativa a hervir,

1. Utilizar bolitas para microondas Quick Clean™ micro-stream™ siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta.

2. Utilizar bolitas para microondas Quick Clean™ micro-stream™ siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta.

3. Secue las piezas tal como se indica en el capítulo C.

**C. Secado**

1. Deje que las piezas sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toallita de papel.

2. Coloque las piezas limpias y secas num saco de almacenamiento limpio o num ambiente limpio. Não armazene as peças num recipiente/saco hermético se estiverem húmidas.

Es importante deixar secar toda a humedad residual.

**Almacenamiento y descongelación de la leche materna**

Orientações de conservação de la leche materna recién extraída  
(para bebés sanos nacidos a término)

Temperatura ambiente	até 4 horas, de preferência
16 a 25 °C (60 a 77 °F)	hasta 4 horas es lo recomendable
<b>Frigorífico</b>	até 3 días, de preferência
4 °C (39 °F) o temperaturas inferiores	hasta 3 días es lo recomendable
<b>Congelador</b>	até 6 meses, de preferência
-18 a -20 °C (0 a 4 °F)	hasta 6 meses es lo recomendable
<b>Leche materna descongelada no frigorífico</b>	À temperatura ambiente: até 2 horas En el frigorífico: hasta 24 h máx. ¡No volver a congelar!

Para obtener más información, visita la página [www.medela.com/storage](http://www.medela.com/storage).

• No almazene leche materna en la puerta del frigorífico. En vez diso, escoge la parte más fría del frigorífico (que es la parte de la trastera de vidro por cima del compartimento de los vegetales).

• No conserve la leche materna en la puerta del frigorífico. Elige, en cambio, la parte más fría del frigorífico (la parte trasera del estante inmediatamente superior al compartimento para verduras).

• Puedes congelar la leche materna extraída en biberones o en bolsas de almacenamiento de leche materna. No llenes los biberones ni las bolsas por encima de las 3/4 partes, de modo que quede espacio para una posible expansión.

• Coloque etiquetas nos frascos o sacos de almacenamiento de leche materna.

**D. Precaución**

No descongele la leche materna ni la calientes en un microondas o en un cazo con agua hirviendo para evitar la pérdida de vitaminas, minerales y otros componentes importantes, así como para prevenir quemaduras.

• Para conservar los componentes de la leche materna, descongela en el frigorífico durante la noche. También puedes poner el biberón o la bolsa de almacenamiento de leche materna bajo temperatura ambiente (37 °C como máximo).

• Usos plásticos y otros componentes ficam quebradiços quando congelados e podem parcer-se se cairem.

• Além disso, os frascos e outros componentes podem ficar danificados em caso de manuseamento incorreto, p. ex., se cairam, se a Tampa for demasiado apertada ou se tombarem.

• Manuseie os frascos e componentes com o cuidado necessário.

Material: Frasco, tampa, disco: Polipropileno

Não contém Bisfenol-A, DEHP (fthalato) nem latex.

Eliminação: Conforme regulamentação local

Em conformidade com a norma EN 14350.

Material: Botella, tapa, disco, cubierta: Polipropileno

No contiene Bisfenol A, DEHP (fthalato) ni latex.

Eliminación: Según las normativas locales

Conforme a EN 14350.

## PORTEGÜÉS

Lea todas las instruccões antes de utilizar este producto. Guarde estas instruccões para futuras consultas.

### Utilização prevista

O frasco para leite materno da Medela destina-se a alimentar com leite humano e outros líquidos de consistência similar. A amamentação deve estar bem estabelecida antes de introduzir a alimentação com biberón.

### Informações de segurança importantes

#### Para la seguridad de su bebé ADVERTENCIA!

La succión continua o prolongada de líquidos puede causar caries.

- Los caries en niños pequeños se pueden producir incluso si consumen líquidos no azucarados. Se puede producir si se dejá que el bebé utilice la tetina durante períodos de tiempo prolongados a lo largo del día, en particular, durante la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si se utiliza como un chupete.

• Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar de beber al bebé.

• Inspeccione la tetina de alimentación antes de cada uso y tire de ella en todas las direcciones.

• Desechar los primeros signos de daño o rotura.

• Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.

• Nunca amarrar cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.

• Utilizar siempre el producto bajo la supervisión de un adulto.

- Se han producido accidentes al dejar a bebés solos con artículos para la alimentación líquida debido a caídas de los bebés o al desmontaje del producto.

• Nunca usar la tetina como chupete.

• No calentar la leche en microondas, pues se calienta de modo irregular y podría quemar al bebé.

• Toca únicamente el anillo de fijación de la tetina para evitar contaminación.

• No expongas el producto a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.

• Utiliza únicamente accesorios originales de Medela para garantizar un correcto funcionamiento.

• Otros métodos de acondicionamiento, limpieza, almacenamiento y utilización de alimentos diferentes de los recomendados, no han sido validados, no se aplican y pueden dañar el producto.

• No se han validado otros métodos para calentar, limpiar, almacenar y usar alimentos distintos de los recomendados, ya que estos no son aplicables y pueden dañar el producto.

**Limpieza y desinfección**

Importante

• As instruções de limpieza que se detallan a continuación son instruccões generais. Para obter regulamentações e diretrizes específicas de seu país, póngase em contacto com a representante de Medela ou visite nosso site web ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

• Utilize só agua potável para a limpieza e desinfeção.

• Use apenas água potável para limpar e desinfectar.

• Antes da primeira utilização, lave e desinfecte todas as peças (consulte o capítulo A e B).

• Após cada utilização, lave todas as peças (consulte o capítulo A).

• Uma vez al dia, depois de seu uso, lave e desinfecte todas as peças (consulte o capítulo A e B).

**Limpieza:** Limpar as superfícies dos componentes mediante a remoção física dos resíduos de leite e qualquer outra contaminación.

**Desinfeção:** Reduzir de forma eficaz a quantidade de gérmenes que possam estar presentes nas superfícies das peças lavadas.

**A. Limpieza**

• Desmonte o frasco para leite materno nas suas peças individuais.