

# WARTNER®

## Gegen Warzen & Dornwarzen

**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON WARTNER® DIE AUSFÜHR- LICHEN INFORMATIONS IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH.**

### A. Wie funktioniert Wartner® gegen Warzen?

Bei Wartner® kommt die gleiche Methode zum Einsatz, die auch von Ärzten angewendet wird: Die Vereisung.

1. Wartner® vereist die Warze/Dornwarze sofort bis auf die Wurzel. Wenn Sie den Schaumstoffapplikator auf die Warze/Dornwarze drücken, verfärbt sich diese weiß und es entsteht ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl als Folge der Vereisung. Nachdem der Applikator entfernt worden ist, nimmt die Haut nach und nach wieder ihre natürliche Farbe an. Das schmerzende, stechende Gefühl wird ebenfalls schnell nachlassen und innerhalb weniger Stunden ganz verschwinden.
2. Nachdem die Hautstelle wieder "aufgetaut" ist und ihre ursprüngliche Farbe angenommen hat, kann eine Rötung von der Größe der vereisten Fläche auftreten. Die Vereisung kann innerhalb weniger Tage auch zur Entstehung einer Blase unter der Warze führen. Diese ist unter Umständen für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die vereiste Warze sollte in den nächsten Tagen allmählich verschwinden oder innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tagen abfallen. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.



### B. Nebenwirkungen:

- Wie bei allen Vereisungsmethoden kann sich die Haut vorübergehend weiß verfärben.
- Es ist wichtig, dass das Produkt vorschriftsmäßig angewendet wird, da eine übermäßige Einwirkung des Vereisungsproduktes zu einer Schädigung der obersten Hautschichten und damit zu Narben und/oder Nervenschädigung führen kann.
- Wenn das gesunde Gewebe an den Fingern bzw. Zehen mit dem Produkt in Kontakt kommt (welches durch eine länger als angegebene Vereisung vorkommen kann), kann dies ein lokales Absterben des Gewebes zur Folge haben.
- Bei einigen Personen kann es zur Bildung einer größeren Blase kommen, die schmerzhaft sein kann.
- Nachdem die Warze abgefallen ist, können Pigmentverluste entstehen und/oder kleine Narben zurückbleiben.
- Durch die Verwendung von Wartner® kann es aufgrund der tiefen Vereisungstemperatur zu leichten Verbrennungen kommen und obwohl von diesen Nebenwirkungen berichtet wurde, sind sie relativ selten aufgetreten.
- Wartner® sollte unbedingt entsprechend dieser Gebrauchsanweisung angewendet werden, um das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.

### C. In bestimmten Fällen sollten Sie Wartner® nicht anwenden:

Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, ob es sich um eine Warze oder Dornwarze handelt, konsultieren Sie vor der Anwendung von Wartner® zuerst einen Arzt. Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, sollte aber nur von Erwachsenen angewendet werden. Wartner® sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen angewendet werden. Falls Sie Diabetiker sind, sollten Sie Wartner® nicht anwenden, da das vereiste Gewebe sehr langsam oder nicht vollständig verheilen kann. Personen mit schlechter Durchblutung sollten ihren Arzt befragen, bevor sie Wartner® anwenden.

Das vorliegende Wartner® Produkt ist zur Anwendung an Händen und Füßen bestimmt. Nicht auf empfindlicher oder dünner Haut (wie zum Beispiel Gesicht, Hals, Achselhöhlen, Brust, Gesäß oder Genitalien) anwenden. Nicht auf gereizter Haut anwenden oder an Stellen, die infiziert, gerötet sind oder Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder Schwellungen vorweisen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf Warzen, aus denen Haare wachsen, Muttermalen, dunklen Muttermalen, pigmentierter Haut oder anderen ungewöhnlich aussehenden Hautveränderungen. Nicht für die Behandlung von Dellwarzen geeignet.

### D. Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze/Dornwarze handelt, konsultieren Sie einen Arzt.
- Nur zur äußerlichen Anwendung; nicht schlucken oder inhalieren und nur in gut belüfteten Räumen anwenden.
- Waschen Sie sich unmittelbar nach der Anwendung die Hände (abgesehen von der behandelten Stelle).
- Benutzen Sie Wartner® nur zusammen mit den beigelegten Schaumstoffapplikatoren.
- Benutzen Sie für jede Warze/Dornwarze einen neuen Schaumstoffapplikator und benutzen Sie jeden Applikator nur einmal.
- Falls die Warze auf dem Handrücken sitzt, bewegen Sie während der Behandlung langsam die Finger; falls die Warze auf dem Fußrücken sitzt, bewegen Sie während der Behandlung langsam die Zehen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der gesunden Haut, die die Warze/Dornwarze umgibt.
- Üben Sie während der Vereisung keinen übermäßigen Druck auf den Applikator aus.
- Tupfen Sie das umliegende Gewebe der Warze nicht ab.
- Der Applikator sollte bei gewöhnlichen Warzen für max. 20 Sekunden und bei Dornwarzen für max. 40 Sekunden auf die betroffene Stelle gesetzt werden. Sollte sich die umliegende Haut vorherweiß verfärben, entfernen Sie den Applikator von der Haut.
- Wenn mehrere Warzen dicht beieinander liegen, darf nur jeweils eine Warze behandelt werden. Die übrigen Warzen/Dornwarzen sind einzeln im Abstand von 2 Wochen zu behandeln.
- Alte und große Warzen/Dornwarzen lassen sich mitunter nur schwer entfernen, daher ist in diesem Fall oftmals mehr als eine Anwendung mit Wartner® erforderlich.
- Falls mehr als eine Anwendung nötig sein sollte, wiederholen Sie die Behandlung nach 2 Wochen. Insgesamt darf die Warze/Dornwarze nicht mehr als 3-mal mit Wartner® behandelt werden. Wenn nach 3 Behandlungen noch kein Ergebnis erzielt wurde, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Ablaufdatum und Losnummer sind auf der Verpackung und der Unterseite der Sprühdose zu finden.
- **GEFAHR:** Wartner® enthält extrem leicht entflammare Inhaltsstoffe. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Behälter steht unter Druck: kann bei Erhitzung bersten.
- Die Spraydose nicht aufbrechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Wenden Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Raum an und halten Sie mindestens 1 m Abstand zu Feuer, glühendem Material, Zündquellen, einschließlich Lichtern. Nicht in der Nähe rauchen oder in die Nähe von glühenden Zigaretten halten.
- Bewahren Sie Wartner® an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur vollständig entleerte Spraydosen in den Hausmüll geben. Nicht vollständig entleerte Spraydosen gesondert entsorgen.
- Vermeiden Sie übermäßiges Feilen der Warzen, da dies zu leichten Blutergüssen oder Blutungen führen kann.
- Geben Sie die verwendete Feile nicht an andere Personen weiter, da Warzen sehr ansteckend sind.

### E. Eine Packung Wartner® enthält:

- 1 Spraydose mit einem Gemisch aus Dimethylether und Propan, welches nicht umweltschädlich ist. CEQ344
  - 1 wiederverwendbaren Plastikhalter für die Schaumstoffapplikatoren.
  - 12 Einweg-Schaumstoffapplikatoren für je eine Behandlung mit Wartner®.
  - 1 wiederverwendbare Hornhauteile
- Diese Gebrauchsanweisung mit ausführlichen Informationen über Wartner®, wie es funktioniert und erfolgreich eingesetzt werden kann, um gewöhnliche Warzen bzw. Dornwarzen zu entfernen.

### F. Gebrauchsanweisung:

**Bitte lesen Sie vor der Anwendung die ausführlichen Informationen in dieser Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch.**

10-14 Tage nach der Behandlung mit Wartner® sind die Warzen/Dornwarzen normalerweise verschwunden. Alte und große Warzen/Dornwarzen benötigen mitunter mehr als eine Behandlung. Falls die Warze/Dornwarze oder ein Teil davon nach 14 Tagen noch da ist, kann die Behandlung mit Wartner® ohne Bedenken wiederholt werden. Benutzen Sie für jede Behandlung einen neuen Applikator und werfen Sie diesen anschließend weg. Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls nach 3 Behandlungen noch keine Verbesserung eingetreten ist.

■ Omega Pharma International nv, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgien  
Vertrieb: Perrigo Österreich GmbH, Rennweg 17, 1030 Wien  
Besuchen Sie uns im Internet: [www.wartner.eu](http://www.wartner.eu)

Stand der Information: Februar 2022  
59-34093-1655 / LF01464C

## EINFACHE ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN

### SCHRITT 1

Nehmen Sie den Schaumstoffapplikator an der blauen Seite zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie darauf, bis eine kleine Öffnung sichtbar wird. Schieben Sie nun die Öffnung des Schaumstoffapplikators über den Stift des Plastikhalters, bis der Stift nicht mehr sichtbar ist.



### SCHRITT 2

Halten Sie die Spraydose vorzugsweise in einer aufrechten Position mit einem Abstand zu Ihrem Körper. Achten Sie darauf, dass sich die Spraydose nicht in der Nähe von glühenden Flammen und jeglichen elektrischen Quellen befindet. Vermeiden Sie außerdem Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Stecken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator in die Öffnung auf der Deckeloberseite, so dass der Schaumstoffapplikator nicht mehr sichtbar ist. Halten Sie die Dose mit einer Hand gut an der Unterseite fest, während Sie den Halter 3 Sekunden lang (zählen Sie von 21 bis 23) mit der anderen Hand fest in die Dose drücken. Sie hören währenddessen ein zischendes Geräusch. Ziehen Sie anschließend den Halter mit dem Schaumstoffapplikator aus dem Ventil. Der Schaumstoffapplikator hat sich jetzt mit kalter Flüssigkeit vollgesaugt und es entsteht ein Kondensat. Dieses Kondensat ist unschädlich.



### SCHRITT 3

Um eine kältere und damit effektivere Vereisungstemperatur zu erreichen, warten Sie bitte 20 Sekunden, nachdem Sie den Halter mit dem Applikator aus der Dose entnommen haben.



### SCHRITT 4

Nachdem Sie die 20 Sekunden abgewartet haben, drücken Sie den Plastikhalter mit der weißen Spitze des Schaumstoffapplikators leicht auf die Warze. Bei gewöhnlichen Warzen drücken Sie den Applikator 20 Sekunden lang auf die Warze. Bei Dornwarzen drücken Sie den Applikator 40 Sekunden lang auf die Dornwarze.



Stellen Sie dabei einen anhaltenden Kontakt mit der zu behandelnden Stelle sicher. Sie sollten den Schaumstoffapplikator für die notwendige Zeit auf die Warze drücken. Aufgrund der Vereisung wird ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl entstehen. Warten Sie nach der Behandlung 2 Minuten, bevor Sie den Schaumstoffapplikator mit einem Taschentuch vom Plastikhalter abziehen. Werfen Sie den Schaumstoffapplikator nach einmaliger Verwendung einfach weg. Verwenden Sie den Schaumstoffapplikator nicht wieder und berühren Sie dessen Spitze auch nicht mit bloßen Händen, um eine Neukontamination zu vermeiden.

### BEACHTEN SIE FOLGENDE ERGÄNZENDE SCHRITTE FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG DER BEHANDLUNG VON DORNWARZEN:

#### VOR DER BEHANDLUNG

Tauchen Sie den Fuß mit der Dornwarze für 5 Minuten in warmes Wasser und trocknen Sie diesen anschließend gründlich ab. Bearbeiten Sie die Hornhaut mit der beiliegenden Hornhauteile, um die Dornwarze freizulegen.



#### SCHRITT 1-4

Siehe oben. Gleiche Vorgehensweise wie bei der Entfernung von Warzen.

#### NACH DER BEHANDLUNG

Nach der Anwendung können Sie ein unangenehmes Gefühl verspüren, wenn Druck oder Reibung auf die behandelte Stelle ausgeübt wird. Daher können Sie mit einem Komfortpflaster den empfindlichen Bereich schützen. Bringen Sie das Pflaster mit der klebenden Seite so auf der Haut an, dass sich das Loch in der Mitte direkt über der vereisten Stelle befindet. Komfortpflaster sind nicht enthalten.



#### Nachbehandlung:

- Halten Sie die behandelte Stelle sauber.
- Schwimmen und Duschen ist erlaubt.
- Nicht an der behandelten Warze kratzen oder tupfen.
- Falls nötig, schützen Sie Blasen mit einem Pflaster und stechen Sie diese keinesfalls auf.
- Falls das schmerzende, stechende Gefühl anhält oder andere Komplikationen auftreten, konsultieren Sie Ihren Arzt.